

Моноклональное Антитело Против Мышиного/Крысиного Cd90.1 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0010957

введение

Мышиное моноклональное антитело, конъюгированное с , специфичное к мембранному гликопротеину мышиного/крысиного CD90.1 (Thy-1). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Распознает GPI-заякоренную мишень, участвующую в межклеточных взаимодействиях. Идеально для иммунофенотипирования и нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Моноклональное антитело Mouse anti-Mouse/Rat CD90.1
Примечания/Альтернативные названия	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7070
GeneID	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного/крысиного CD90.1
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01831
Условия доставки	В термосумке со льдом