

Кроличья Моноклональная Антитела Против Mov10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Hce1

Артикул: CM0012377

введение

Кроличья моноклональная антитела против РНК-хеликазы MOV10; валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; детектирует MOV10 человека, мыши и крысы; предназначена для исследований противовирусного иммунитета, ретротранспозиции и сайленсинга, опосредованного микроРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MOV10 Кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	gb110; fSAP113; MOV10
Вид	Человек
ID гена (человек)	4343
ID гена	4343
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCE1
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Холодовый пакет