


Поликлональные Антитела Против Mpc2 Для Вб, Игг-И, Ифа - 095563

Артикул: CM0020155



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MPC2 (псевдонимы BRP44, SLC54A2) для ВБ, ИГГ-И, ИФА. Митохондриальный переносчик пирувата 2 опосредует захват пирувата, уравнивая гликолиз и окислительное фосфорилирование. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к MPC2
Примечания/псевдонимы	BRP44; SLC54A2; MPC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	25874
ID гена	25874
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-60 человеческого MPC2 (NP_056230.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-И, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	095563
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами