


Поликлональные Кроличьи Антитела К Mpdz Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75970

Артикул: CM0017927



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против белка с множеством доменов PDZ (MPDZ/MUPP1), валидированы для Вестерн-блоттинга и иммуоферментного анализа. Обладают перекрестной реактивностью с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования синаптической пластичности и плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к MPDZ
Примечания/Алиасы	NYC2; MUPP1; MPDZ
Вид	Человек
ID гена	8777
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1100-1380 человеческого MPDZ (NP_003820.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA (Вестерн-блоттинг, иммуоферментный анализ)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75970
Молекулярная масса белка	222 кДа
Доставка	Холодильный пакет