

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Мрі Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P34949

Артикул: CM0026128

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого MPI, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для изучения гликозилирования и врожденных нарушений гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MPI кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PMI; PMI1; CDG1B; MPI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4351
GeneID	4351
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-423 человеческого MPI (NP_002426.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34949
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом