

## Поликлональное Антитело Кролика Anti-Mpp6 Для Wb И Elisa — Q9Nzw5

Артикул: CM0014335

### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на MPP6 (PALS2, VAM1), для применения в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Мембранный белок массой 61 кДа, участвующий в формировании каркаса в местах клеточных контактов. Идеально подходит для нейронаучных исследований и изучения рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MPP6 Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| Примечания/синонимы       | MPP6; VAM1; p55T; VAM-1                                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 51678                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 51678                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220–420 человеческого MPP6 (NP_057531.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q9NZW5                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 61 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                             |