

Поликлональное Антитело Против Mpzl1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95297

Артикул: CM0013095



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MPZL1 (PZR), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует 29 кДа клеточный поверхностный рецептор, участвующий в передаче сигналов ConA и интегрин-опосредованной подвижности, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белкам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MPZL1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1
Вид	Человек
GeneID	9019
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 195-269 человеческого MPZL1 (NP_003944.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95297
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом