

Поликлональные Антитела Против Mrc2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ubg0

Артикул: CM0028544



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MRC2 (CD280, UPARAP, ENDO180), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).

Обнаруживают эндогенный MRC2 при ~167 кДа в образцах человека и мыши. Идеальны для исследований в области онкологии и ремоделирования коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9902
ID гена	9902
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-300 человеческого MRC2 (NP_006030.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UBG0
Молекулярная масса белка	167 кДа
Доставка	Сумка-холодильник