


Поликлональное Антитело Anti-Mre11 Для Wb, Ip, Elisa — P49959

Артикул: CM0018165



введение

Кроличье поликлональное антитело MRE11, валидированное для WB, IP, ELISA. Обнаруживает эндогенный MRE11 в образцах человека и крысы. Нацелено на белок репарации двуцепочечных разрывов MRE11 — ключевой компонент комплекса MRN, необходимого для ответа на повреждение ДНК и поддержания геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb MRE11
Примечания/алиасы	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Вид	Человек
GeneID (человек)	4361
GeneID	4361
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290–485 человеческого MRE11 (NP_005582.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P49959
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом