

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mre11 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa, Chip - P49959

Артикул: CM0005448

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий MRE11 (P49959), валидировано для вестерн-блоттинга, ELISA и ChIP. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Критически важно для исследований репарации двунитевых разрывов ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRE11 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4361
ID гена	4361
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого MRE11 (P49959).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49959
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом