


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mre11 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Срезях, Elisa - P49959

Артикул: CM0024673



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MRE11, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Детектирует MRE11 (81 кДа) в образцах человека и мыши. Идеально для исследований репарации ДНК и теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRE11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4361
GeneID	4361
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-302 человеческого MRE11 (NP_005582.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49959
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом