


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mrgprx1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Lb2

Артикул: CM0016201



введение

Поликлональное кроличье анти-MRGPRX1 антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Выявляет человеческий MRGPRX1 (36 кДа), перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований механизмов зуда и боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MRGPRX1
Примечания/синонимы	GPCR, MGRG2, MRGX1, SNSR4, MRGPRX1
Вид	Человек
ID гена	259249 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 263-322 человеческого MRGPRX1 (NP_671732.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q96LB2
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом