

Поликлональное Антитело К Mri1 Для Wb И Elisa — Q9BV20

Артикул: CM0014314



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MRI1 (M1Pi/MTNA/MRDI) для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает полосу размером около 39 кДа; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма метионина и клеточной инвазии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRI1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	M1Pi; MRDI; MTNA; Ypr118w; MRI1
Вид	Человек
GeneID (человек)	84245
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-369 человеческого MRI1 (NP_001026897.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BV20
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Пакет со льдом