


Поликлональное Антитело Против Mgm3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Hc36

Артикул: CM0027873



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок MRM3 (митохондриальная рРНК метилтрансфераза 3), предназначенное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Полезно для изучения метилирования митохондриальной рРНК и связанных регуляторных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRM3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RMTL1; RNMTL1; MRM3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55178
GeneID	55178
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-420 человеческого MRM3 (NP_060616.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HC36
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом