


Кролички Поликлональные Антитела К Mrp1/Abcc1 Для Wb, Elisa - P33527

Артикул: CM0013791



введение

Кролички поликлональные антитела к белку человека MRP1/ABCC1, белку множественной лекарственной устойчивости массой 172 кДа. Валидированы для методов WB и ELISA. Идеально подходят для изучения лекарственной устойчивости и функции АТФ-связывающих кассетных (ABC) транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролички поликлональные антитела к MRP1/ABCC1
Примечания/Синонимы	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4363
GeneID	4363
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 850-960 MRP1/ABCC1 человека (NP_004987.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33527
Молекулярная масса белка	172 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет