


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Mrp1/Abcc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P33527

Артикул: CM0031092



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MRP1/ABCC1 (172 кДа, P33527). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с MRP1 мыши и крысы. Подходит для исследований множественной лекарственной устойчивости и транспорта.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против MRP1/ABCC1                                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1                                                                                         |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)                  | 4363                                                                                                                                     |
| ID гена                            | 4363                                                                                                                                     |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 850-960 человеческого MRP1/ABCC1 (NP_004987.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                     |
| SWISS                              | P33527                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка           | 172 кДа                                                                                                                                  |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                        |