


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mrp2/Abcc2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92887

Артикул: CM0027080



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий MRP2/ABCC2. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеальны для изучения множественной лекарственной устойчивости и гепатобилиарного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела против MRP2/ABCC2
Примечания/Альтернативные названия	DJS; MRP2; cMRP; ABC30; CMOAT; MRP2/ABCC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1244
ID гена	1244
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-315 человеческого MRP2/ABCC2 (NP_000383.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92887
Молекулярная масса белка	174 кДа
Условия доставки	В сумке-холодпакете