

## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mrp3 Для If-P, Elisa — O15438

Артикул: CM0019020



### введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело anti-MRP3, валидированное для IF-P и ELISA. Выявляет человеческий MRP3 (ABCC3, 169 кДа) — ABC-транспортер, участвующий в устойчивости к лекарственным препаратам, транспорте желчных кислот и экспорте веществ из гепатоцитов. Идеально подходит для исследований печени и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к MRP3                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | MLP2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| Идентификатор гена        | 8714                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 855-954 человеческого MRP3 (NP_003777.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | IF-P, ELISA                                                                                                              |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                  |
| SWISS                     | O15438                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 169 кДа                                                                                                                  |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                           |