

Поликлональные Антитела Против Mrp4/Abcc4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - O15439

Артикул: CM0023904



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против MRP4/ABCC4, транспортера множественной лекарственной устойчивости. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения лекарственной устойчивости, внутриклеточной сигнализации и транспортных механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MRP4/ABCC4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Вид	Человек
GeneID	10257
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1067-1325 человеческого MRP4/ABCC4 (NP_005836.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15439
Молекулярный вес белка	150 кДа
Доставка	Сумка со льдом