


Кроличье Моноклональное Антитело Против Mrp4/Abcc4 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - O15439

Артикул: CM0005127



введение

Валидированное методом KD кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок MRP4/ABCC4 (белок 4, ассоциированный с множественной лекарственной устойчивостью). Идеально подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Детектирует белок массой 150 кДа; иммуноген покрывает С-концевую область (аминокислоты 1067-1325). Подходит для исследований транспорта лекарств и лекарственной устойчивости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье mAb против MRP4/ABCC4
Примечания/Альтернативные названия	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10257
GeneID	10257
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1067-1325 человеческого MRP4/ABCC4 (NP_005836.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15439
Молекулярная масса белка	150 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом