


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mrpl11 Для Wb, Elisa — Q9Y3B7

Артикул: CM0027484



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на митохондриальный рибосомный белок MRPL11 (L11mt). Валидировано для WB и ELISA, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриальных рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MRPL11
Примечания/псевдонимы	L11MT; CGI-113; MRP-L11; MRPL11
Вид	Человек
GeneID	65003
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-192 человеческого MRPL11 (NP_057134.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y3B7
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом