


Кроличья Поликлональная Антисыворотка Против Mrpl12 Для Вестерн1. Блоттинга - P52815

Артикул: CM0025591



введение

Кроличья поликлональная антисыворотка против человеческого MRPL12, митохондриального рибосомного белка, участвующего в активации трансляции и транскрипции. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антисыворотка против MRPL12
Примечания/Алиасы	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34; MRPL12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6182
GeneID	6182
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 человеческого MRPL12 (NP_002940.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52815
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом