


Поликлональное Антитело Против Mrpl13 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Byd1

Артикул: CM0029865



введение

Кроличье поликлональное антитело MRPL13, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Подходит для исследований митохондриальных рибосом, анализа экспрессии белка и иммуногистохимии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL13 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; MRPL13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	28998
GeneID	28998
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 человеческого MRPL13 (NP_054797.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYD1
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом