


Кроличья Поликлональная Антитело К Mrpl13 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q9Byd1

Артикул: CM0019641



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к MRPL13, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на митохондриальный рибосомальный белок L13 с молекулярной массой 20 кДа. Идеально подходит для исследований функции митохондрий и процесса трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено КД] MRPL13 Кроличье пАнт
Примечания/алиасы	MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; митохондриальный рибосомальный белок L13
Вид	Человек
ID гена (человек)	28998
ID гена	28998
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 70–178 человеческого MRPL13 (NP_054797.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYD1
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	С пакетом сухого льда