


Поликлональное Антитело К Mrpl16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nx20

Артикул: CM0023716



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок MRPL16, митохондриальный рибосомный белок. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриальных рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL16 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54948
GeneID	54948
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого MRPL16 (NP_060310.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NX20
Молекулярная масса	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом