

Поликлональное Антитело Против Mrpl18 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции (If), Elisa - Q9H0U6

Артикул: CM0019998



введение

Кроличье поликлональное антитело против MRPL18, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Распознает человеческий и мышинный MRPL18, митохондриальный рибосомный белок массой 21 кДа, участвующий в импорте 5S рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MRPL18
Примечания/Альтернативные названия	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
Вид	Человек
GeneID	29074
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого MRPL18 (NP_054880.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H0U6
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом