


## Поликлональные Антитела Против Mrpl20 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Вус9

Артикул: CM0021619



### введение

Поликлональные антитела против MRPL20, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения структуры митохондриальных рибосом и синтеза белка. SWISS: Q9BYC9.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [Валидировано КД] Кроличьи поликлональные антитела к MRPL20                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | L20mt; bL20m; MRP-L20; MRPL20                                                                                                         |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| ID гена                            | 55052 (Человек)                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 50-149 человеческого MRPL20 (NP_060441.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                              | Q9BYC9                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 17 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                           | Сумка-холодильник с льдом                                                                                                             |