


Кроличыи Поликлональные Антитела К Mrpl21 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Артикул: CM0019764



введение

Кроличыи поликлональные антитела к митохондриальному рибосомному белку человека MRPL21 (bL21m). Подходят для методов WB, IHC-P, ELISA. Детектируют полосу при ~22 кДа. Валидированы для исследований митохондриальной трансляции и биологии рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к MRPL21
Примечания/Синонимы	MRPL21; L21mt; MRP-L21; митохондриальный рибосомный белок L21
Вид	Человек
GeneID	219927
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 40-140 MRPL21 человека (NP_852615.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z2W9
Молекулярная масса белка	22 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом