


Поликлональное Антитело Anti-Mrpl22 Для Wb, Elisa - Q9Nwu5

Артикул: CM0021848



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MRPL22, подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA. MRPL22 является митохондриальным рибосомным белком большой субъединицы, участвующим в синтезе митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело MRPL22
Примечания/синонимы	MRPL22; HSPC158; L22mt; MRP-L22; MRP-L25; RPML25; митохондриальный рибосомный белок L22
Вид	Человек
GeneID (человек)	29093
GeneID	29093
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-206 человеческого MRPL22 (NP_054899.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NWU5
Молекулярная масса белка	13 кДа/14 кДа/23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом