


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mrpl23 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — Q16540

Артикул: CM0023900



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MRPL23 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Направлено на митохондриальный рибосомальный белок L23 (~18 кДа), предназначено для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL23 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
Вид	Человек
ID гена (человек)	6150
ID гена	6150
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-153 человеческого MRPL23 (NP_066957.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16540
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с