


Поликлональное Антитело Anti-Mrpl24 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96A35

Артикул: CM0026160



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на митохондриальный рибосомный белок человека MRPL24. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Инструмент для изучения митохондриальных рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL24 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	L24mt; MRP-L18; MRP-L24; MRPL24
Вид	Человек
GeneID (человек)	79590
GeneID	79590
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-216 человеческого MRPL24 (NP_078816.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96A35
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В пакете со льдом