


Поликлональные Антитела К Mrpl27 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0M9

Артикул: CM0021973



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MRPL27, валидированные методом нокдауна (KD), для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Выявляют MRPL27 человека, перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеально подходят для исследований синтеза митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] MRPL27 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	L27mt; MRPL27
Вид	Человек
GeneID	51264 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 49-148 MRPL27 человека (NP_057588.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9P0M9
Молекулярная масса	16 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет