


Моноклональные Антитела К Mrpl28 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Ифа - Q13084

Артикул: CM0003680



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела, направленные против MRPL28 (bL28m, p15, MAAT1). Валидированы для WB, IP, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований митохондриальных рибосом и опухолевых антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАт к MRPL28
Примечания/Псевдоним	p15; MAAT1; MRPL28
Вид	Человек
ID гена	10573
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MRPL28 (NP_006419.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13084
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	С ледяным пакетом