


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Mrpl28 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13084

Артикул: CM0028710



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против MRPL28, валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA на образцах человека и крысы. Идеально подходят для изучения митохондриальных рибосом и меланом-ассоциированных антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MRPL28 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	p15; MAAT1; MRPL28
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10573
GeneID	10573
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-256 человеческого MRPL28 (NP_006419.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13084
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом