

Поликлональные Антитела Против Mrpl3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09001

Артикул: CM0024175



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого митохондриального рибосомного белка L3 (MRPL3). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; валидировано на человеческих образцах. Идеально подходит для исследований митохондриальных рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL3 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Псевдонимы	MRPL3; COXPD9; MRL3; RPML3; митохондриальный рибосомный белок L3
Вид	Человек
ID гена (человек)	11222
ID гена	11222
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 249-348 человеческого MRPL3 (NP_009139.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09001
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник