


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mrpl30 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Tcc3

Артикул: CM0024307



введение

Аффинно-очищенные кроличьи поликлональные антитела против человеческого MRPL30, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с крысой. Подходят для исследований митохондриальных рибосом и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против MRPL30
Примечания/Альтернативные названия	L28MT; L30MT; MRPL28; RPML28; MRP-L28; MRP-L30; MRPL28M; MRPL30
Вид	Человек
ID гена	51263
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-161 человеческого MRPL30 (NP_660213.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИГХ-П), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8TCC3
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом