


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mrpl32 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Byc8

Артикул: CM0016931



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок MRPL32, митохондриальный рибосомный белок, необходимый для синтеза белков митоторибосомой. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований митохондрий и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL32 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64983
ID гена	64983
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-188 человеческого MRPL32 (NP_114109.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BYC8
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом