

Анти-Mrpl33 Кроличий Поликлональный Антитело Для IHC-P, Elisa - O75394

Артикул: CM0020174



введение

Кроличий поликлональный антитело к MRPL33, валидированное для IHC-P и ELISA. Нацелено на человеческий митохондриальный рибосомальный белок L33 (bL33m), компонент большой субъединицы 39S. Подходит для исследований митохондриального трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MRPL33 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9553
ID гена	9553
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-65 человеческого MRPL33 (NP_004882.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75394
Молекулярный вес белка	7кДа
Доставка	Сумка со льдом