


## Анти-Mrpl36 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9P0J6

Артикул: CM0023535



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MRPL36 (bL36m), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований митохондриальных рибосом и изучения биосинтеза белка.

[Узнать больше](#)

| Параметр                    | Значение                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта           | MRPL36 кроличье пАт                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдонимы       | RPMJ, BRIPI, L36mt, bL36m, PRPL36, MRP-L36                                                                                           |
| Вид                         | Человек                                                                                                                              |
| Идентификатор гена (GeneID) | 64979                                                                                                                                |
| Иммуноген                   | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-103 человеческого MRPL36 (NP_115868.1) |
| Источник                    | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                   | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                  | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность   | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                       | Q9P0J6                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка    | 12кДа                                                                                                                                |
| Доставка                    | Сумка со льдом                                                                                                                       |