


Поликлональное Антитело Кролика Против Mrpl38 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96Dv4

Артикул: CM0021478



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против MRPL38, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Детектирует MRPL38 человека, мыши и крысы — белок большой субъединицы митохондриальной рибосомы. Идеально для исследований митохондриальной трансляции и экспрессии белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MRPL38 (MRPL38 Rabbit pAb)
Примечания / Алиасы	L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64978
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96DV4
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом