


Поликлональное Антитело Против Mrpl39 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Nyk5

Артикул: CM0014379



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к MRPL39, белку большой субъединицы митохондриальной рибосомы. Валидировано для анализа методом Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL39 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54148
ID гена	54148
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-338 человеческого MRPL39 (NP_059142.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NYK5
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом