

Поликлональные Антитела Против Mrpl40 Для Вб, Ифа — Q9Nq50

Артикул: CM0021409



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого MRPL40 (mL40, митохондриальный рибосомальный белок L40). Подходит для ВБ, ИФА. Обнаруживает эндогенный MRPL40 при ~24 кДа. Валидированы на человеческих образцах для исследования митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL40 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	URIM; L40mt; NLVCF; MRPL22; MRP-L22; MRP-L40; MRPL40
Вид	Человек
ID гена (человек)	64976
ID гена	64976
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 45-206 человеческого белка MRPL40 (NP_003767.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NQ50
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодовой пакет