


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Mrpl42 Для Wb И Ифа — Q9Y6G3

Артикул: CM0018455



введение

Поликлональные кроличьи антитела против MRPL42, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышинным белком. Распознают митохондриальный рибосомальный белок L42 (17 кДа). Идеально подходят для исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL42 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
Вид	Человек
GeneID (человек)	28977
GeneID	28977
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-142 человеческого MRPL42 (NP_054769.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6G3
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Хладоэлемент