


Поликлональные Антитела Против Mrpl43 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8N983

Артикул: CM0019073



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MRPL43, митохондриальному рибосомному белку. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL43 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43
Вид	Человек
ID гена (человек)	84545
ID гена	84545
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-155 человеческого MRPL43 (NP_789762.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N983
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С пакетом сухого льда