


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mrpl46 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Eqi8

Артикул: CM0023475



введение

Кроличье поликлональное антитело против Mrpl46, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на митохондриальный белок большой рибосомной субъединицы mL46 (39S рибосомный белок L46), компонент митохондриальной рибосомы, необходимый для митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Mrpl46 (Mrpl46 Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26589
ID гена	67308
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 белка Mrpl46 мыши (NP_075820.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT ID	Q9EQI8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом