


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mrpl46 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9H2W6

Артикул: CM0018557



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок MRPL46, митохондриальную рибосомную белковую субъединицу mL46. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL46 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; MRPL46
Вид	Человек
ID гена	26589
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-279 человеческого MRPL46 (NP_071446.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2W6
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом