

Поликлональные Антитела Против Mrpl50 Для Wb, Elisa - Q8N5N7

Артикул: CM0024394



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MRPL50 (mL50, MRP-L50), митохондриального рибосомального белка. Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с человеком. Полезны для изучения митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL50 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	mL50; MRP-L50
Вид	Человек
GeneID (человек)	54534
GeneID	54534
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MRPL50 (NP_061924.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N5N7
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом