


Поликлональное Антитело Против Mrpl51 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q4U2R6

Артикул: CM0016629



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому митохондриальному рибосомному белку MRPL51, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с MRPL51 мыши и крысы. Идеально подходит для исследования митохондриальных рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL51 кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
Вид	Человек
ID гена (человек)	51258
ID гена	51258
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-128 человеческого MRPL51 (NP_057581.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q4U2R6
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет