


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mrpl52 (Валидировано Kd) Для Wb И Elisa — Q86Ts9

Артикул: CM0020541



введение

Поликлональное кроличье антитело против MRPL52, валидированное KD, для вестерн-блоттинга и ELISA. Выявляет митохондриальный рибосомный белок L52 человека (14 кДа, Q86TS9). Подходит для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье поликлональное антитело к MRPL52
Примечания/синонимы	mL52, рибосомный белок L52 39S, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
Вид	Человек
GeneID (человек)	122704
GeneID	122704
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-123 человеческого MRPL52 (NP_848026.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q86TS9
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Пакет со льдом