

Поликлональные Антитела Против Mrpl54 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P161

Артикул: CM0014748



введение

Кроличьи pAb против MRPL54 специфически обнаруживают белок mL54 (L54mt) большой субъединицы митохондриальных рибосом человека. Валидированы для применения в WB, ИHC-P и ELISA. Подходят для исследований митохондриального трансляции и рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL54 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L54mt; MRP-L54; MRPL54
Вид	Человек
GeneID (человек)	116541
GeneID	116541
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-138 человеческого MRPL54 (NP_758455.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6P161
Молекулярный вес белка	16kDa
Доставка	Ледяной пакет